



EickWrap FUN
Elastischer Verband

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Bring Farbe ins Leben



EickWrap FUN Elastischer Verband

Die bewährten EickWrap Bandagen gibt es jetzt auch mit lustigen, bunten Motiven. Die Bandagen haben eine selbstklebende Oberflächenstruktur, so dass sie problemlos aufeinander haften. EickWrap schnürt nicht ein und behindert weder Blutzirkulation noch erwünschte Gelenkbewegungen. Es gibt kein Verkleben an Haut, Haaren und Kleidung. Ideal geeignet für Hunde- und Katzenpfoten oder Pferdebeine und -hufe.

- ▶ 6 bunte Motive
- ▶ Selbsthaftend
- ▶ Wasserabweisend
- ▶ Leicht abreissbar
- ▶ Strapazierfähig
- ▶ Einfach zu entfernen
- ▶ Enthält Latex
- ▶ Jede Binde im Flowpack
- ▶ Länge: 4,5 m / Rolle
- ▶ Breite: 5 cm
- ▶ Packung mit 36 Stück

050758

EICKEMEYER®
Sandgrube 29
9050 Appenzell
Schweiz

T 071 788 23 13
F 071 788 23 14
info@eickemeyer.ch

TELEFON 071 788 23 13
www.eickemeyer.ch