




Untersuchungs- und
Transporttisch

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Für einen gesunden Rücken



Ausbindehaken



Untersuchungs- und Transporttisch

- ▶ Pumphydraulische Höhenverstellung
- ▶ Flache, pflegeleichte Tischplatte aus Edelstahl
- ▶ Mobil, 4 Rollen, zentral gebremst
- ▶ Inklusive 6 fest installierten Fixierklampen/Ausbindehaken zum Befestigen der Tiere
- ▶ Tragkraft: 100 kg
- ▶ Höhenverstellbar zwischen 49,5 cm und 98 cm
- ▶ Abmessungen Tischplatte (in cm): 122 x 60

600200

EICKEMEYER®
Sandgrube 29
9050 Appenzell
Schweiz

T 071 788 23 13
F 071 788 23 14
E info@eickemeyer.ch

TELEFON 071 788 23 13
www.eickemeyer.ch