



EickView 4-in-1
Endoskopiemonitor

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Das Multitalent

EickView 4-in-1 Endoskopiemonitor

Der EickView 4-in-1 Monitor ist ein echtes Multitalent für die Endoskopie. Das Gerät vereint ein grosses 22" Full-HD-Display, eine hochauflösende CCD-Kamera, eine leistungsstarke LED Kaltlichtquelle und die digitale Bilddatenspeicherung in einem einfach zu bedienenden und robusten System.



306105

- ▶ Grosser 22" Full-HD-Bildschirm mit 1'920 x 1'080 Pixel
- ▶ Hochauflösende Full-HD-Kamera mit 1'920 x 1'080 Pixel
- ▶ Zoom-Adapter zur Einstellung der Brennweite und des Fokus
- ▶ Leistungsstarke LED-Kaltlichtquelle mit 490'000 Lux Lichtintensität
- ▶ Integrierte Bilddatenspeicherung auf SD-Karte
- ▶ Aufnahmeformate: MP4, JPG
- ▶ HDMI-Ausgang
- ▶ Inkl. Fernbedienung
- ▶ Länge Lichtleitkabel: 2,8 m
- ▶ Abmessungen (in cm): B 56 x H 38 x T 15
- ▶ Gewicht: 15 kg

306105



306102

Kameraüberzug

- ▶ Zum einmaligen Gebrauch
- ▶ Teleskop-Faltung
- ▶ Einzeln steril verpackt
- ▶ Abmessungen (in cm): L 150 x B 8
- ▶ Packung mit 50 Stück

306102

EICKEMEYER®
Sandgrube 29
9050 Appenzell
Schweiz

T 071 788 23 13
F 071 788 23 14
info@eickemeyer.ch

TELEFON 071 788 23 13
www.eickemeyer.ch