




Pawsitioner Lagerungshilfen

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Immer in Position



605925

Pawsitioner Lagerungshilfen

Lagerungshilfe zur sicheren Lagerung bei Operationen und bildgebenden Verfahren (Röntgen, Ultraschall, CT, MRT). Mithilfe des Pawsitioners lassen sich die Tiere optimal fixieren. Insbesondere lassen sich die Patienten leichter von der OP-Vorbereitung in den OP oder zu bildgebenden Geräten transportieren.

Jede Pawsitioner Lagerungshilfe ist perfekt auf die jeweilige Tiergrösse abgestimmt. Durch die schnelle und sichere Fixation werden Röntgenaufnahmen erleichtert und die Strahlenbelastung reduziert, da das Halten der Tiere entfällt.

- ▶ Viele Fixationsmöglichkeiten durch Klett-Bänder
- ▶ Röntgendurchlässig

▶ Grösse XS	▶ Grösse M	▶ Grösse XL
▶ Länge: 60 cm	▶ Länge: 95 cm	▶ Länge: 150 cm
▶ Breite: 17 cm	▶ Breite: 28 cm	▶ Breite: 40 cm
605921	605923	605925

▶ Grösse S	▶ Grösse L
▶ Länge: 75 cm	▶ Länge: 115 cm
▶ Breite: 22 cm	▶ Breite: 35 cm
605922	605924

Set

- ▶ Bestehend aus 5 Grössen und Wandbefestigung zur platzsparenden Lagerung

605920