



InfusoVet SP Spritzenpumpe

Kontrolliert im Fluss



InfusoVet SP Spritzenpumpe

Die EICKEMEYER® InfusoVet SP ist eine Spritzenpumpe, die sich durch hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet. Durch die farbigen, übersichtlich angeordneten Tasten ist sie besonders einfach zu bedienen.

- ▶ 2,5" LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Kompatibel mit Standard 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml und 60 ml Spritzen
- ▶ Sicherheit beim Injizieren: genaue Kontrolle der Flussrate und des Injektionsvolumens
- ▶ Hohe Patientensicherheit durch akustische Alarme (Alarmlautstärke einstellbar)
- ▶ Quick Start Funktion
- ▶ Mit Klemme für Infusionsständer

Flussraten

- ▶ 5 ml Spritze: 0,1 – 150 ml/h
- ▶ 10 ml Spritze: 0,1 – 300 ml/h
- ▶ 20 ml Spritze: 0,1 – 600 ml/h
- ▶ 30 ml Spritze: 0,1 – 900 ml/h
- ▶ 50 ml / 60 ml Spritze: 0,1 – 1.500 ml/h

Technische Daten

- ▶ Netz- und Akkubetrieb, Akkulaufzeit bis zu 6 Std.
- ▶ Spritzwasserschutz gemäss IP34
- ▶ Abmessungen (in cm): L 33 x T 12,6 x H 11
- ▶ Gewicht: ca. 1,8 kg

402095