


Einweg-Ringretractor
mit elastischen Haken

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Eine runde Sache



Einweg-Ringretractor mit elastischen Haken

Der Ringretractor überzeugt durch seine einfache, zugleich äusserst effektive Konstruktion und ermöglicht eine freie, ungehinderte Sicht auf das Operationsfeld.

- ▶ **Anpassungsfähiges Design:** Vier flexible Gelenke erlauben eine optimale Anpassung an die Anatomie des Patienten. Dadurch wird ein komfortabler und zuverlässiger Zugang selbst bei anspruchsvollen chirurgischen Eingriffen gewährleistet.
- ▶ **Grosszügiges Arbeitsfeld:** Das Operationsfeld von 14,4 × 14,4 cm bietet ausreichend Platz für präzises und entspanntes Arbeiten.
- ▶ **Hohe Effizienz:** Ausgestattet mit 8 scharfen, elastischen Haken, die das OP-Gebiet schnell, sicher und zuverlässig fixieren.
- ▶ **Garantierte Sterilität:** Jeder Ringretractor ist einzeln steril verpackt und erfüllt höchste Anforderungen an Hygiene und Patientensicherheit.

162150