



LAVC-2000D
Narkosegerät für Grosstiere

Sicher durch die Narkose



21320201

LAVC-2000D Narkosegerät für Grosstiere

- ▶ Mit BIRD-Beatmer, zur spontanen, assistierten und/oder kontrollierten Beatmung
- ▶ Sauerstoff-Flowmeter
- ▶ Sauerstoff-Bypass
- ▶ Systemdruckanzeige
- ▶ Schlauchsystem mit Y-Stück, komplett mit 4 Adaptern (18/20/25/30 mm) für Trachealtuben
- ▶ Inkl. Cook Adapter (zusätzlich)
- ▶ Separates Kreisteil mit 30 l Beutel für Narkosen ohne Beatmung
- ▶ Mit EICKEMEYER® TEC 3 Isofluran Verdampfer
- ▶ Optional: Flowmeter Lachgas/zweiter Verdampfer

21320201

Konsole /Gerätetisch für LAVC-2000D

- ▶ Abmessungen (in cm): L 70 x B 28 x H 1,5

213205

Patientenschlauch

- ▶ Transparent, aus Kunststoff, Ø 4,5 cm, Länge: 150 cm

215710

Y-Stück

E213200159

Überwurfmutter für Y-Stück

E21320001

Umrüstsatz für Fohlen

- ▶ Für Narkosegerät LAVC-2000D
- ▶ Mit kleinem Faltenbalg und Reduzierbehälter für Atemkalk

213220

Schlauchsystem

- ▶ Klein, mit Adaptern
- ▶ Zur Verwendung mit Beatmer für Fohlen (213220)

213221