



LifeVet PT Pulsoximeter  
mit Temperaturmessung

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

# Sichere Patientenüberwachung



## *LifeVet PT Pulsoximeter mit Temperaturmessung*

Mit dem tragbaren LifeVet PT können die funktionelle Sauerstoffsättigung von arteriellem Hämoglobin (SpO<sub>2</sub>), die Pulsfrequenz und die Körpertemperatur bei Hunden, Katzen und Pferden in Echtzeit gemessen und angezeigt werden. Auf der grossen LCD-Anzeige werden alle wichtigen Parameterinformationen leicht ablesbar dargestellt.

- ▶ Klein, handlich und robust
- ▶ Sofort einsatzbereit – keine Kalibrierung notwendig
- ▶ Anzeige der Sauerstoffsättigung von 35 bis 100 %
- ▶ Anzeige der Pulsfrequenz von 25 bis 400 Schlägen pro Minute (bpm)
- ▶ Anzeige der Körpertemperatur von 18 bis 45 °C
- ▶ Alarmgrenzen (optisch & akustisch) individuell einstellbar
- ▶ 2,8" TFT LC-Farbdisplay mit Batteriestandanzeige
- ▶ Lithium-Akku mit bis zu 15 Stunden Betriebszeit
- ▶ Kann über USB mit einem Computer verbunden werden
- ▶ Testergebnisse können bis zu 360 Stunden gespeichert werden
- ▶ Inkl. SpO<sub>2</sub>-Sensor mit zwei Sensorclips (gross & klein), Temperatursonde, Universal-Ladegerät, USB-Kabel, Li-Ion-Akku, schützender Silikonhülle und Halterung für Tischnutzung
- ▶ Abmessungen (in cm): H 14,2 x B 7,8 x T 2,8
- ▶ Gewicht: 250 g (nur Gerät)

**321860**