






DENTANOMIC
Dentalinstrumente

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Zahnextraktion leicht gemacht!



DENTANOMIC Dentalinstrumente

DENTANOMIC Dentalinstrumente sind eine Innovation auf dem Gebiet der Dentalchirurgie und vereinfachen die Zahnextraktion wesentlich. Mit den auswechselbaren Klingen lassen sich die Instrumente schnell und einfach an die jeweilige OP-Situation anpassen. Ausserdem muss nach Verschleiss der Klinge nicht mehr das gesamte Instrument entsorgt werden. Die Klingen sind extra gehärtet und verfügen über einen speziellen, sehr scharfen Anschliff, um die zervikalen Parodontalfasern ohne grossen Kraftaufwand zu durchtrennen und den Parodontalspalt aufzuweiten. Der sehr leichte, ergonomisch geformte Handgriff aus hochwertigem Aluminium liegt optimal in der Hand und ermöglicht so eine sichere Instrumentenführung.

Handgriffe

Blau	Grün	Rosa	Orange	Lila
175000	175001	175002	175008	175009

Handgriffe mit längerem Schaft

Blau	Grün	Rosa	Orange	Lila
175005	175006	175007	175003	175004

Elevator-Klingen

2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
175100	175101	175102	175103

Luxator-Klingen

1,5 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
175104	175105	175106	175107	175108

EICKEMEYER®
Sandgrube 29
9050 Appenzell
Schweiz

T 071 788 23 13
F 071 788 23 14
info@eickemeyer.ch

TELEFON 071 788 23 13
www.eickemeyer.ch