



Fahrbare Dentaleinheiten  
Profident & Profident PLUS

veterinary technology for life  
**Eickemeyer**®

# *Für mehr Mobilität bei der Zahnbehandlung!*



174001

## **Fahrbare Dentaleinheiten Profident und Profident PLUS**

Die Profident Zahnbehandlungseinheiten bieten mit ihrem klaren und modernen Design, verbunden mit hoher Mobilität und geringem Platzbedarf ein breites Anwendungsspektrum sowohl für Allgemeinpraktiker als auch für Zahnspezialisten. Die Handstücke sind ergonomisch günstig angeordnet und werden durch die automatische Aktivierung mit Luft und Wasser versorgt, sobald sie aus ihrer Halterung gehoben werden. Der mitgelieferte Kompressor findet Platz auf dem höhenverstellbaren Stativ (71 – 100 cm).

### **Profident**

- ▶ High-Speed-Winkelstück (300.000 U/min)
- ▶ Low-Speed-Handstück (20.000 U/min)
- ▶ Dreiwegespritze (Wasser / Luft / Spray)

### **Kompressor**

- ▶ Leistungsstark, leise und wartungsarm

### **Mikro-ÖlfILTER**

- ▶ Reduziert den Ölgehalt in der Kompressorluft bis auf 0,01 %
- ▶ Damit Ihre Handstücke länger leben

**174000**

### **Profident PLUS**

- ▶ Wie Profident (174000), zusätzlich mit LED-Zahnsteinentferner mit moderner Piezo-Technik und High-Speed-Winkelstück mit LED-Beleuchtung

**174001**

**EICKEMEYER**®  
Sandgrube 29  
9050 Appenzell  
Schweiz

T 071 788 23 13  
F 071 788 23 14  
info@eickemeyer.ch

**TELEFON 071 788 23 13**  
[www.eickemeyer.ch](http://www.eickemeyer.ch)



Fahrbare Dentaleinheiten  
Profident & Profident PLUS

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

## Profident Zubehör

### Optionale Wasserkühlung für Low-Speed-Handstück

Bestehend aus:

- ▶ Low-Speed-Luftmotor – 1:1, mit innenliegender Wasserkühlung (bis 20.000 U/min)
- ▶ Low-Speed-Geradeaushandstück S-Max – 1:1, mit innenliegender Wasserkühlung
- ▶ Low-Speed-Winkelstück – 1:1, für Low-Speed-Motor mit Wasserkühlung

**174022**



174022

### Starterset Profident / Profident PLUS

- ▶ Universal-Pflegespray für rotierende Instrumente
- ▶ Schraubadapter für Hand- und Winkelstücke
- ▶ Sprühdüse E-Type für Low-Speed-Handstücke
- ▶ 100x Kunststoff-Polieraufsatz mit Gummi-Polierkelch
- ▶ EICKEMEYER® Polierpaste, 200 g
- ▶ Reinigungsbürstchen für Dental-Bohrer und -Fräser
- ▶ 2x Rosenbohrer für gerades Handstück ISO23
- ▶ 5x Rosenbohrer für Turbine ISO23
- ▶ 5x Zahnbohrer für Katzen 23R010, für Turbine
- ▶ 5x Zahnbohrer für kleine Hunde 23R012, für Turbine
- ▶ 5x Zahnbohrer für mittlere und grosse Hunde 23R016, für Turbine

**174004**



174004

**EICKEMEYER®**  
Sandgrube 29  
9050 Appenzell  
Schweiz

T 071 788 23 13  
F 071 788 23 14  
info@eickemeyer.ch

**TELEFON 071 788 23 13**  
[www.eickemeyer.ch](http://www.eickemeyer.ch)