




Narkosegerät für Grosstiere
LAPD-1000

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Gut einschlafen, sicher aufwachen!



Narkosegerät für Grosstiere LAPD-1000

- ▶ Komplett mit O₂-Flowmeter 0 – 10 l, zweiter Flowmeter optional
- ▶ EICKEMEYER® TEC 3 Isofluran-Verdampfer
- ▶ Systemdruckanzeige
- ▶ Sauerstoff-Bypass
- ▶ Atembeutel 30 l
- ▶ Schlauchsystem mit Y-Stück komplett mit 4 Adaptern (18/20/25/30 mm) für Trachealtuben

213101

Zubehör (ohne Abbildung):

Beatmer für Grosstiere LAVC-3000

- ▶ Zum Anschluss an jedes Grosstiernarkosegerät

213120

EICKEMEYER®
Sandgrube 29
9050 Appenzell
Schweiz

T 071 788 23 13
F 071 788 23 14
E info@eickemeyer.ch
www.eickemeyer.ch

TELEFON 071 788 23 13
www.eickemeyer.ch