

InfusoVet IP

402085

I would like to use an I.V. Giving Set from EICKEMEYER[®] (Art. No. 402071), which infusion set brand should I select on the device?

- If you are using I.V. Giving Sets from EICKEMEYER[®], please select "SK".

Ich möchte ein Infusionsset von EICKEMEYER[®] (Art. Nr. 402071) verwenden. Welche Infusionssetmarke soll ich am Gerät auswählen?

- Wenn Sie Infusionssets von EICKEMEYER[®] verwenden, wählen Sie bitte „SK“ aus.

EICKEMEYER[®]

GERMANY | Eltastraße 8 | 78532 Tuttlingen | Deutschland | T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | info@eickemeyer.de | www.eickemeyer.de

SWITZERLAND | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | Schweiz | T 071 788 23 13 | F 071 788 23 14 | info@eickemeyer.ch | www.eickemeyer.ch

UNITED KINGDOM | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | UK | T 020 8891 2007 | www.eickemeyer.co.uk

DENMARK | Solbakken 26 | Hammelev | 6500 Vojens | Danmark | T +45 70 20 50 19 | info@eickemeyer.dk | www.eickemeyer.dk

NETHERLANDS | Doejenburg 203 | 4021 HR Maurik | Nederland | T +31 345 58 9400 | info@eickemeyer.nl | www.eickemeyer.nl

ITALY | Via G. Verdi 8 | 65015 Montesilvano (PE) | Italia | T 085 935 4078 | F 085 935 9471 | info@eickemeyer.it | www.eickemeyer.it

POLAND | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T 22 185 55 76 | F 22 185 59 40 | info@eickemeyer.pl | www.eickemeyer.pl

CANADA | 617 Douro Street, Suite 205 | Stratford | Ont. | Canada | N5A 0B5 | T +1 519 273 5558 | info@eickemeyervet.ca | www.eickemeyercanada.ca