




OP-Abdecktücher

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

# *Eine saubere Sache*



920145

## **OP-Abdecktücher**

- ▶ Aus weichem, reissfestem PVC
- ▶ Hervorragende Klebeeigenschaften mit Adhäsiv-Spray
- ▶ Einzeln steril verpackt

- ▶ Abmessungen (in cm): L 30 x B 45
- ▶ Vorteilspackung mit 25 Stück

### **920145**

- ▶ Abmessungen (in cm): L 60 x B 90
- ▶ Vorteilspackung mit 25 Stück

### **920190**

- ▶ Abmessungen (in cm): L 90 x B 120
- ▶ Vorteilspackung mit 10 Stück

### **920212**

- ▶ Abmessungen (in cm): L 120 x B 120
- ▶ Vorteilspackung mit 10 Stück

### **921212**

- ▶ Abmessungen (in cm): L 120 x B 180
- ▶ Vorteilspackung mit 10 Stück

### **921218**

- ▶ Abmessungen (in cm): L 120 x B 250
- ▶ Vorteilspackung mit 10 Stück

### **921225**

**EICKEMEYER®**  
Sandgrube 29  
9050 Appenzell  
Schweiz

T 071 788 23 13  
F 071 788 23 14  
info@eickemeyer.ch

**TELEFON 071 788 23 13**  
[www.eickemeyer.ch](http://www.eickemeyer.ch)