

ENDOSKOPIE EICKVIEW KOMPAKT SET

Mobil, leicht & clever

**Multi-
funktional**

**Perfekte
Kontrolle**



Endoskopie

MOBIL, LEICHT & CLEVER EICKVIEW KOMPAKT SET

Wir beobachten die Arbeit der Tierärzte in der Praxis und entwerfen Geräte, die sich den Bedürfnissen unserer Kunden anpassen. Das speziell entwickelte EickView Kompakt bietet durch seinen geringen Außendurchmesser von nur 3,8 mm und dem integrierten Arbeitskanal die optimale Lösung für die Rhino-, Tracheo- und Vaginoskopie beim Kleintier.

**Multi-
funktional**

**Perfekte
Kontrolle**

Perfekte Verbindung

Homogenes und minimalinvasives Distalende durch Verschmelzung von Arbeitsschaft und Endoskop.

Freie Sicht

Keine Schmutzablagerung durch homogenes Distalende.

Leichter Zugang

Geringer Außendurchmesser ermöglicht einen reibungslosen Zugang.

Mobilitätswunder

Autarke Arbeitsweise durch die aufschraubbare LED-Akku-Lichtquelle.

Alles im Griff

Integrierter Arbeitskanal und filigrane Fremdkörperzange ermöglichen Fremdkörperextraktionen im Handumdrehen.

„Das EickView Kompakt bietet mit dem neu entwickelten Endoskop alles, was ich zu einer schnellen und einfachen Untersuchung bzw. Fremdkörperextraktion benötige.“

innovativ

Gerne führen wir Ihnen das System in Ihrer Praxis vor. Rufen Sie uns einfach an: +49 7461 96 580 0.

Eickemeyer



ENDOSKOPIE EICKVIEW KOMPAKT SET

- ▶ Ø außen: 3,8 mm
- ▶ Arbeitslänge: 14 cm
- ▶ Ø Arbeitskanal: 1,3 mm
- ▶ Blickrichtung: 30°
- ▶ Öffnungswinkel: 90° (Weitwinkel)
- ▶ Endoskop einlegbar
- ▶ Akku: Betriebszeit von 4 Std.
- ▶ Ø Fasszange: 1,0 mm
- ▶ Länge Fasszange: 25 cm



- ▶ Lieferumfang: EickView Kompakt Endoskop inkl. Otoskopier-Schutzvorrichtung, LED-Handlichtquelle, Fremdkörperzange, Ladegerät, Ersatz-Akku, Transportkoffer, 2 Reinigungsbürsten
- ▶ Lichtquelle: 3 per Knopfdruck verstellbare Lichtstufen
- ▶ Spülhähne: Zwei integrierte Spülhähne ermöglichen eine stetige Insufflation und Versorgung mit Spülflüssigkeit.
- ▶ Anschluss: Endoskop verfügt über 3 verschiedene Anschlüsse: Storz, Wolf, ACMI
- ▶ Okular: DIN-Okular erlaubt reibungslosen Anschluss an alle gängigen C-Mount-Kameras
- ▶ Transportkoffer: 29 x 25 x 9 cm, mit Schaumstoffeinlagen

306122

Endoskopie

ZUBEHÖR FÜR EICKVIEW KOMPAKT SET

Folgendes Zubehör unterstützt den Anwender beim Einsatz des EickView Kompakt Sets. Alle aufgeführten Zubehörteile genügen höchsten Qualitätsansprüchen.



EICKCAM IV USB-HD-KAMERA

- ▶ Zur Visualisierung und Dokumentation von Bildern und Videos

306182



BIOPSIEZANGE FÜR EICKVIEW

- ▶ Zur Entnahme von Biopsien
- ▶ L 25 cm, Ø 1,0 mm

30611804



DESINFEKTIONS-LÖSUNG FÜR EICKVIEW

- ▶ Gigasept FF neu, geeignet für starre und flexible Endoskope

307315



DESINFEKTIONS-WANNE FÜR EICKVIEW

- ▶ Desinfektionswanne mit Siebkorb und Klarsichtdeckel, 1 l

307365