



Deckel und Bodenteile
für Sterilisierbehälter

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Farblich sortiert



500710



500711



500712



500713



500714



500715

Deckel für Sterilisierbehälter

- ▶ Perforiert
- ▶ Mit Textilfilter und Etikettenhalterung

Farbe: silber
500710

Farbe: rot
500712

Farbe: grün
500714

Farbe: gelb
500711

Farbe: blau
500713

Farbe: schwarz
500715



500613



500615



500617



500620

Bodenteile für Sterilisierbehälter

- ▶ Perforiert
- ▶ Mit Textilfilter
- ▶ Farbe: silber

Abmessungen (in cm): L 30 x B 14 x H 3
500613

Abmessungen (in cm): L 30 x B 14 x H 5
500615

Abmessungen (in cm): L 30 x B 14 x H 7
500617

Abmessungen (in cm): L 30 x B 14 x H 10
500620