


Fachkatalog für Einmalprodukte

pro

veterinary experts



EICKINJECT EINMALSPRITZEN

- ▶ 3-teilig
- ▶ Mit Gummikolben
- ▶ Mit Luer-Ansatz
- ▶ Einzeln steril verpackt

- ▶ 1 ml, mit Spardorn, zentrisch
- ▶ Packung mit 100 Stück
- ▶ 10 ml, exzentrisch
- ▶ Packung mit 100 Stück

050356

050360

- ▶ 2 ml, zentrisch
- ▶ Packung mit 100 Stück
- ▶ 20 ml, exzentrisch
- ▶ Packung mit 50 Stück

050357

050361

- ▶ 3 ml, zentrisch
- ▶ Packung mit 100 Stück
- ▶ 50 ml, exzentrisch
- ▶ Packung mit 25 Stück

050358

050362

- ▶ 5 ml, zentrisch
- ▶ Packung mit 100 Stück

050359



050357

050360

EICKINJECT EINMALKANÜLEN

- ▶ Speziesschliff für schmerzarme Punktion
- ▶ Kombiniertes Luer-Lock-Ansatz
- ▶ Farbcodiert nach ISO-Norm
- ▶ Einzeln steril verpackt
- ▶ Packung mit 100 Stück

- ▶ 0,5 x 16 mm, 25 G, orange
- ▶ Packung mit 100 Stück
- ▶ 0,8 x 25 mm, 21 G, grün
- ▶ Packung mit 100 Stück

050376

050370

- ▶ 0,5 x 25 mm, 25 G, orange
- ▶ Packung mit 100 Stück
- ▶ 0,8 x 40 mm, 21 G, grün
- ▶ Packung mit 100 Stück

050369

050366

- ▶ 0,6 x 16 mm, 23 G, blau
- ▶ Packung mit 100 Stück
- ▶ 0,9 x 25 mm, 20 G, gelb
- ▶ Packung mit 100 Stück

050372

050375

- ▶ 0,6 x 25 mm, 23 G, blau
- ▶ Packung mit 100 Stück
- ▶ 0,9 x 40 mm, 20 G, gelb
- ▶ Packung mit 100 Stück

050368

050363

- ▶ 0,7 x 30 mm, 22 G, schwarz
- ▶ Packung mit 100 Stück
- ▶ 1,1 x 40 mm, 19 G, elfenbein
- ▶ Packung mit 100 Stück

050367

050364

- ▶ 0,8 x 16 mm, 21 G, grün
- ▶ Packung mit 100 Stück
- ▶ 1,2 x 40 mm, 18 G, rosa
- ▶ Packung mit 100 Stück

050371

050363



050369

050372

050366

050365



050363

JELCO VENENVERWEILKANÜLEN

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.ch

- ▶ Röntgendicht
- ▶ Einzel steril verpackt
- ▶ Packung mit 50 Stück

- ▶ 0,7 x 19 mm, 24 G, gelb
- ▶ Durchfluss: 24 ml/min

050005

- ▶ 1,3 x 32 mm, 18 G, grün
- ▶ Durchfluss: 110 ml/min

050002

- ▶ 0,9 x 25 mm, 22 G, blau
- ▶ Durchfluss: 38 ml/min

050004

- ▶ 1,7 x 50 mm, 16 G, grau
- ▶ Durchfluss: 210 ml/min

050001

- ▶ 1,1 x 32 mm, 20 G, rosa
- ▶ Durchfluss: 65 ml/min

050003

- ▶ 2,1 x 50 mm, 14 G, orange
- ▶ Durchfluss: 315 ml/min

050000



050005

VENENVERWEILKANÜLEN MIT FIXIERFLÜGEL

- ▶ Einzel steril verpackt
- ▶ Packung mit 50 Stück

- ▶ 0,55 x 19 mm, 24 G, gelb

050022

- ▶ 1,2 x 32 mm, 18 G, grün

050019

- ▶ 0,7 x 25 mm, 22 G, blau

050021

- ▶ 1,6 x 45 mm, 16 G, grau

050018

- ▶ 0,9 x 32 mm, 20 G, rosa

050020

- ▶ 2,1 x 45 mm, 14 G, orange

050017



050021

VENENVERWEILKANÜLEN MIT ZUSPRITZMÖGLICHKEIT

- ▶ Vollständig eingebetteter Röntgenkontraststreifen
- ▶ Mit Fixiermöglichkeit
- ▶ Packung mit 50 Stück

- ▶ 0,55 x 19 mm, 24 G, gelb

05002202

- ▶ 0,9 x 32 mm, 20 G, rosa

05002002

- ▶ 0,7 x 25 mm, 22 G, blau

05002102



05002002

EICKEMEYER® INFUSIONSSET FÜR DIE DRUCKINFUSION

- ▶ Für die Druck- und / oder Schwerkraftinfusion
- ▶ Kompatibel mit den Infusionspumpen InfusoVet, InfusoVet Easy II, InfusoVet Connect und InfusoVet IP
- ▶ 20 Tropfen/ml
- ▶ DEHP-frei
- ▶ Latexfrei
- ▶ Mit Zuspritzmöglichkeit
- ▶ Einzeln steril verpackt
- ▶ Packung mit 100 Stück
- ▶ Bitte beachten: Falls Sie eine Pumpe verwenden, die nicht von EICKEMEYER® ist, muss Ihre Pumpe für dieses Infusionsset entsprechend kalibriert werden.

402071



EICKEMEYER® INFUSIONSSET

- ▶ Für die Schwerkraftinfusion
- ▶ 20 Tropfen/ml
- ▶ Mit Zuspritzmöglichkeit (Y-Connector)
- ▶ Mit Filter
- ▶ Luer-Lock-Anschluss
- ▶ Schlauchlänge: 1,50 m
- ▶ Einzeln steril verpackt
- ▶ Packung mit 50 Stück

050165



TROPFENREGLER

- ▶ Für die Schwerkraftinfusion
- ▶ Einstellbar von 5 – 250 ml pro Stunde

051087



EICKEMEYER® VERLÄNGERUNG

- ▶ Luer-Lock Anschlüsse
- ▶ Länge: 1,50 m
- ▶ Einzeln steril verpackt
- ▶ Packung mit 50 Stück

050166



HEIDELBERGER VERLÄNGERUNG

- ▶ Gerade
- ▶ Länge: 140 cm

050161



EICKEMEYER® OP-ABDECKTÜCHER

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.ch

Kunststoff

- ▶ Aus weichem, reissfestem PVC
- ▶ Hervorragende Klebeeigenschaften mit Adhäsiv-Spray
- ▶ Einzeln steril verpackt

- ▶ Abmessungen (in cm):

L 30 x B 45

- ▶ 25 Stück

920145

- ▶ Abmessungen (in cm):

L 120 x B 120

- ▶ 10 Stück

921212

- ▶ Abmessungen (in cm):

L 60 x B 90

- ▶ 25 Stück

920190

- ▶ Abmessungen (in cm):

L 120 x B 180

- ▶ 10 Stück

921218

- ▶ Abmessungen (in cm):

L 90 x B 120

- ▶ 10 Stück

920212

- ▶ Abmessungen (in cm):

L 120 x B 250

- ▶ 10 Stück

921225

Beschichteter Kunststoff

- ▶ Aus PVC, mit flüssigkeitsabsorbierender Innenseite (Vliesstoff)
- ▶ Hervorragende Klebeeigenschaften mit Adhäsiv-Spray
- ▶ Einzeln steril verpackt

- ▶ Abmessungen (in cm):

L 35 x B 50

921500

- ▶ Abmessungen (in cm):

L 75 x B 90

921503

- ▶ Abmessungen (in cm):

L 50 x B 50

921501

- ▶ Abmessungen (in cm):

L 100 x B 150

921504

- ▶ Abmessungen (in cm):

L 50 x B 75

921502

- ▶ Abmessungen (in cm):

L 150 x B 200

921505



920190

EICKSKIN ADHÄSIV-SPRAY

- ▶ Hautkleber für Tiere zum schnellen Fixieren von Kunststoff-Abdecktüchern
- ▶ Inhalt: 200 ml

952600



MAGENSONDEN FÜR HUNDE

- ▶ Aus medizinischem PVC
- ▶ Abgerundete, geschlossene Spitze
- ▶ 1 seitliches Auge
- ▶ Durch Metallkugel am Ende der Sonde darstellbar im Röntgenbild

- ▶ Ø aussen: 12 mm
- ▶ Ø innen: 8 mm
- ▶ Länge: 700 mm

46001101

- ▶ Ø aussen: 8 mm
- ▶ Ø innen: 5 mm
- ▶ Länge: 780 mm

46000801



46001101

HARNKATHETER FÜR KATER

- ▶ Zylindrische, abgerundete Spitze
- ▶ 2 seitliche Augen
- ▶ Mit Luer-Lock-Konus
- ▶ Mit Mandrin
- ▶ Einzeln steril verpackt
- ▶ L 110 mm

- ▶ Ø 1,0 mm
- ▶ Rosa

450010

- ▶ Ø 1,3 mm
- ▶ Weiss

450013



450010

RÜDENKATHETER

- ▶ Mit Luer-Lock-Konus
- ▶ Extra lang
- ▶ Weich und formstabil
- ▶ Einzeln steril verpackt

- ▶ Ø 2,1 mm
- ▶ L 500 mm
- ▶ Gelb


451020

- ▶ Ø 2,6 mm
- ▶ L 500 mm
- ▶ Orange

451026

- ▶ Ø 3,3 mm
- ▶ L 600 mm
- ▶ Weiss

451033



451020

PENROSE DRAINAGEN

- ▶ Aus Silikon
- ▶ Länge: 100 cm
- ▶ Einzeln steril verpackt
- ▶ Packung mit 10 Stück

Grösse 1

- ▶ Ø 6,3 mm
- ▶ Breite: 10 mm (flach)

457001

Grösse 3

- ▶ Ø 10,0 mm
- ▶ Breite: 16 mm (flach)

457003

Grösse 2

- ▶ Ø 8,0 mm
- ▶ Breite: 13 mm (flach)

457002

Grösse 4

- ▶ Ø 13,0 mm
- ▶ Breite: 20 mm (flach)

457004



457001

OP-MUNDSCHUTZ

- ▶ 3-lagig
- ▶ Mit elastischen Ohrenschlaufen
- ▶ Packung mit 50 Stück

050319



FFP2 ATEMSCHUTZMASKE

- ▶ Bieten sowohl Eigen- als auch Fremdschutz
- ▶ Hoher Tragekomfort durch extraweiche Ohrenschlaufen
- ▶ Anpassbarer (integrierter) Nasenbügel
- ▶ CE zertifiziert nach EN 149:2001 + A1:2009
- ▶ Made in Germany
- ▶ Packung mit 20 Stück

050324



ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.ch

GESICHTSVISIER

- ▶ Verringerung der Infektionsgefahr, da das gesamte Gesicht und nicht nur den Augenbereich (wie z. B. bei OP-Brillen) bedeckt ist
- ▶ Kann zusammen mit Operationsbrillen getragen werden
- ▶ Das transparente Schild ist aus Polyethylenterephthalat (PET) und kann bei Bedarf mit Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis gereinigt werden
- ▶ Packung mit 10 Stück

940010



SEMPERMED OP-HANDSCHUHE

- ▶ Aus Naturlatex, gepudert
- ▶ Hochelastisch
- ▶ Gut hautverträglich und sehr angenehm zu tragen
- ▶ Paarweise steril verpackt
- ▶ Packung mit 70 Paar

Grösse 6

930760

Grösse 7 1/2

930775

Grösse 6 1/2

930765

Grösse 8

930780

Grösse 7

930770

Grösse 8 1/2

930785



930770

OP-EINWEGKITTEL

Weiss

- ▶ Aus Vliesstoff
- ▶ Leichte Ausführung
- ▶ Mit Knöpfen, vorn
- ▶ Einheitsgrösse

940752

Forstgrün

- ▶ Aus Vliesstoff
- ▶ Mit Armabschluss und Gürtel
- ▶ Einheitsgrösse
- ▶ Packung mit 10 Stück

940740

Grün

- ▶ Steril
- ▶ Aus Kunststoff
- ▶ Mit Klebeverschluss
- ▶ Einheitsgrösse

940275



940740

EICKWRAP VERBÄNDE

Die Bandagen haben eine selbstklebende Oberflächenstruktur, so dass sie problemlos aufeinander haften. EickWrap schnürt nicht ein und behindert weder Blutzirkulation noch erwünschte Gelenkbewegungen. Es gibt kein Verkleben an Haut, Haaren und Kleidung. Ideal geeignet für Pferdebeine, -hufe oder Hunde- und Katzenpfoten.

- ▶ Selbsthaftend
- ▶ Ohne Klammern
- ▶ Wasserabweisend
- ▶ Leicht abreissbar
- ▶ Strapazierfähig
- ▶ Einfach zu entfernen
- ▶ Enthält Latex
- ▶ Farblich sortiert
- ▶ Jede Binde im Flowpack
- ▶ Länge: 4,5 m / Rolle

5 cm, Packung mit 36 Rollen

050750

7,5 cm, Packung mit 24 Rollen

050751

10 cm, Packung mit 18 Rollen

050752



050750

050751

EICKPAD POLSTERBINDEN

- ▶ Luftdurchlässig und temperatenausgleichend
- ▶ Zum Schutz von exponierten Knochen- und Nervenpartien unter Verbänden
- ▶ Zum Unterpolstern von Schienen und Schienenverbänden
- ▶ Material: 100 % Polyester

- ▶ 6 cm x 2,7 m
- ▶ Packung mit 12 Stück

050755

- ▶ 15 cm x 2,7 m
- ▶ Packung mit 6 Stück

050757

- ▶ 10 cm x 2,7 m
- ▶ Packung mit 12 Stück

050756



050756

SCHIENEN MIT SCHAUMSTOFFPOLSTER

- ▶ Zur temporären Stabilisierung von Knochenbrüchen
- ▶ Einfach zu kürzen
- ▶ Robuster und stabiler Kunststoff, grün
- ▶ Bequemes Schaumstoffpolster
- ▶ Anatomisch geformt

Abmessungen (in cm):
L 20 x B 3

951720

Abmessungen (in cm):
L 40 x B 5

951740

Abmessungen (in cm):
L 30 x B 4

951730



951740

951730

951720

EICKSPLINT ALU-VERBANDSCHIENE

Lässt sich bequem in jede gewünschte Form bringen und ist mit der Schere einfach zu schneiden.

- ▶ Stabiler Alu-Schienenkern mit Schaumstoff-Polsterung
- ▶ Formbar
- ▶ Abmessungen (in cm): L 100 x B 11

951811



EICKEMEYER® BAUCHVERBÄNDE

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.ch

- ▶ Liegen angenehm weich auf der Haut
- ▶ Extra flauschig: 100 % Baumwolle
- ▶ Waschbar bei 95 °C
- ▶ Verstellbare Klettverschlüsse passen sich optimal dem Tier an
- ▶ Gute Passform mit 7 unterschiedlichen Grössen
- ▶ Original nur bei EICKEMEYER®

Grösse 1

- ▶ Für Katzen
- ▶ Länge: 32 cm

950001

Grösse 4

- ▶ Für kleine Schäferhunde
- ▶ Länge: 51 cm

950004

Grösse 7

- ▶ Für grosse Bernhardiner
- ▶ Länge: 67 cm
- ▶ Breite: 28 cm

950007

Grösse 2

- ▶ Für Pudel, Dackel
- ▶ Länge: 38 cm

950002

Grösse 5

- ▶ Für grosse Schäferhunde
- ▶ Länge: 60 cm

950005

Grösse 3

- ▶ Für Setter, Münsterländer
- ▶ Länge: 47 cm

950003

Grösse 6

- ▶ Für grosse Doggen
- ▶ Länge: 67 cm
- ▶ Breite: 25 cm

950006



Anwendung

MULLKOMPRESSEN

- ▶ 100 % Baumwolle
- ▶ Nicht steril
- ▶ Gefaltet
- ▶ 8-lagig
- ▶ 10 Packungen mit jeweils 100 Stück (im Karton verpackt)

Abmessungen (in cm):
L 5 x B 5

050080

Abmessungen (in cm):
L 10 x B 10

050082

Abmessungen (in cm):
L 7,5 x B 7,5

050081




050081

EICKEMEYER® VERBANDZELLSTOFF

- ▶ Ungebleicht
- ▶ In Lagen
- ▶ Abmessungen (in cm): B 40 x L 60
- ▶ Packung mit 15 kg

953815



VETMEDCARE DOG BODY OHNE BEINE

Die qualitativ hochwertigen Tierbodys von VetMedCare® sind jetzt bei EICKEMEYER® erhältlich. Sie kommen insbesondere nach Operationen zum Einsatz und schützen die Wunde vor Schmutz, Lecken und Kratzen.

- ▶ Hautfreundliches und pflegeleichtes Material (90 % Polyamid, 10 % Elasthan)
- ▶ Schützt die Haut bei Allergien und Irritationen
- ▶ Bequem und hygienisch, da waschbar bis 60 °C
- ▶ Problemloses Urinieren (extra Öffnung für Rüden) und Kot absetzen
- ▶ In Zusammenarbeit mit Veterinärmedizinerinnen entwickelt
- ▶ Spezielle Flach- und Stretchnähte verhindern Druckstellen
- ▶ Vollkommen glatter Bauchbereich
- ▶ Atmungsaktiv und äusserst schnell trocknend
- ▶ Höchster Tragekomfort aufgrund der enormen Elastizität und ergonomischen Anpassung




VMC10018

VetMedCare Dog Body		
Art. Nr.	Beschreibung	Grösse
VMC10008	Dog Body	XXXS unisex
VMC10009	Dog Body	XXS unisex
VMC10011	Dog Body	XS Hündin
VMC10021	Dog Body	XS Rüde
VMC10017	Dog Body	XS plus Hündin
VMC10027	Dog Body	XS plus Rüde
VMC10012	Dog Body	S Hündin
VMC10022	Dog Body	S Rüde
VMC10018	Dog Body	S plus Hündin
VMC10028	Dog Body	S plus Rüde
VMC10013	Dog Body	M Hündin
VMC10023	Dog Body	M Rüde
VMC10014	Dog Body	L Hündin
VMC10024	Dog Body	L Rüde
VMC10015	Dog Body	XL Hündin
VMC10025	Dog Body	XL Rüde
VMC10016	Dog Body	XXL Hündin
VMC10026	Dog Body	XXL Rüde

VETMEDCARE GRÖSSENTABELLE BODY

- ▶ Der Body sollte sehr eng anliegend getragen werden, gerade bei der Hündin ist dies sehr wichtig, damit der Body beim Urinieren nicht beschmutzt wird
- ▶ Die Rassenangaben sind als Richtlinien zu betrachten; Sollten Sie aufgrund der Längenabmessungen zwischen zwei Grössen schwanken, empfiehlt es sich bei korpulenteren Tieren die grössere Grösse zu wählen, bei schlanken Tieren kann auf die kleinere Grösse zurückgegriffen werden



Grössentabelle Body		
Grösse	Rasse (exemplarisch)	Länge (in cm)
XXXS	Babykätzchen, Meerschweinchen, Ratte	24 – 26
XXS	kleine Katze, Shih Tzu	27 – 31
XS	Chihuahua, Lhasa Apso, kleiner Yorkshire Terrier	32 – 38
XS plus	Yorkshire Terrier, Lhasa Apso, Papillon, Langhaar-Chihuahua	39 – 44
S	Malteser, Cavalier King Charles, Zwergdackel	45 – 50
S plus	Französische Bulldogge, Mops, Jack Russel, Dackel, Japanischer Spitz	51 – 54
M	Schnauzer, Kurzhaar-Border-Collie, Cocker Spaniel	55 – 62
L	Amerikanische Bulldogge, Golden Retriever, Labrador, Dobermann	63 – 74
XL	Deutscher Schäferhund, Rottweiler, Berner Sennenhund	75 – 79
XXL	Bernhardiner, Mastiff, Neufundländer, Deutsche Dogge	ab 80

VETMEDCARE DOG BODY MIT BEINEN

Der Dog Body mit Beinen hat 4 bereits angenähte, extra lange Beine, die aufgrund des laufmaschenfesten Materials individuell in der Länge angepasst werden können.

- ▶ Optimaler Wundschutz bei Beinverletzungen, wie z. B. nach Kreuzbandoperationen
- ▶ Ideal auch nach der Kastration, da durch die Beine ein besserer Abschluss gegeben ist
- ▶ Kann auch bei Pfotenverletzungen angewandt werden, die überlangen Beine können dabei nach innen gestülpt werden
- ▶ Zeckenschutz ganz ohne Chemie
- ▶ Komfortabler Wundschutz (Leckschutz) ohne Halskrause
- ▶ Verhindert die Bildung von Schneebällen im Hundefell



VMC12018



VetMedCare Dog Body mit Beinen		
Art. Nr.	Beschreibung	Grösse
VMC12008	Dog Body mit Beinen	XXXS unisex
VMC12009	Dog Body mit Beinen	XXS unisex
VMC12011	Dog Body mit Beinen	XS Hündin
VMC12021	Dog Body mit Beinen	XS Rüde
VMC12017	Dog Body mit Beinen	XS plus Hündin
VMC12027	Dog Body mit Beinen	XS plus Rüde
VMC12012	Dog Body mit Beinen	S Hündin
VMC12022	Dog Body mit Beinen	S Rüde
VMC12018	Dog Body mit Beinen	S plus Hündin
VMC12028	Dog Body mit Beinen	S plus Rüde
VMC12013	Dog Body mit Beinen	M Hündin
VMC12023	Dog Body mit Beinen	M Rüde
VMC12014	Dog Body mit Beinen	L Hündin
VMC12024	Dog Body mit Beinen	L Rüde
VMC12015	Dog Body mit Beinen	XL Hündin
VMC12025	Dog Body mit Beinen	XL Rüde
VMC12016	Dog Body mit Beinen	XXL Hündin
VMC12026	Dog Body mit Beinen	XXL Rüde

VETMEDCARE DOG BODY MIT BEINEN UND REISSVERSCHLUSS – UNISEX

Mit Reissverschluss für ein schnelles und unkompliziertes An- und Ausziehen. Dank des laufmaschenfesten Materials kann die zusätzliche Öffnung für den Rücken einfach mittels Schere eingeschnitten und die Beinlänge individuell angepasst werden.

- ▶ Mit Schlaufe zur Halsband-Fixierung



VMC12053

VetMedCare Dog Body mit Beinen und Reissverschluss – unisex		
Art. Nr.	Beschreibung	Grösse
VMC12048	Dog Body mit Beinen & Zipper	XXXS
VMC12049	Dog Body mit Beinen & Zipper	XXS
VMC12051	Dog Body mit Beinen & Zipper	XS
VMC12057	Dog Body mit Beinen & Zipper	XS plus
VMC12052	Dog Body mit Beinen & Zipper	S
VMC12058	Dog Body mit Beinen & Zipper	S plus
VMC12053	Dog Body mit Beinen & Zipper	M
VMC12054	Dog Body mit Beinen & Zipper	L
VMC12055	Dog Body mit Beinen & Zipper	XL
VMC12056	Dog Body mit Beinen & Zipper	XXL

VETMEDCARE CAT BODY – UNISEX

Die ideale Lösung für alle Katzen.

- ▶ Hautfreundliches und pflegeleichtes Material (90 % Polyamid, 10 % Elasthan)
- ▶ Schützt die Haut bei Allergien und Irritationen
- ▶ Bequem und hygienisch, da waschbar bis 60 °C
- ▶ Hochelastisches Material, wird eng anliegend getragen und ist daher wie eine 2. Haut
- ▶ In Zusammenarbeit mit Veterinärmedizinern entwickelt
- ▶ Spezielle Flach- und Stretchnähte verhindern unnötige Druckstellen
- ▶ Vollkommen glatter Bauchbereich
- ▶ Atmungsaktiv und äusserst schnell trocknend
- ▶ Höchster Tragekomfort aufgrund der enormen Elastizität und ergonomischen Anpassung
- ▶ Mit extra langem Hals
- ▶ Mit 4 kurzen Beinchen
- ▶ Doppelte Etikettenschlaufen zur Halsbandfixierung
- ▶ Komfortabler Sitz, leichtes An- und Ausziehen

VetMedCare Cat Body – unisex		
Art. Nr.	Beschreibung	Grösse
VMC14011	Cat Body	XS
VMC14012	Cat Body	S
VMC14017	Cat Body	XS plus



VMC14012

VETMEDCARE SAFETY TUBE – UNISEX

Die 1 m lange, individuell zuschneidbare Schlauchware (laufmaschenfestes Material) ist der ideale Wundschutz für Kleintiere. Den Tube einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden und die benötigten Öffnungen ausschneiden – fertig ist der Body für Ihr Frettchen, Meerschweinchen, Kaninchen, Hamster, Koi etc. Am Dog oder Cat Body befestigt, kann der Safety Tube zudem als Rutenschutz eingesetzt werden.

- ▶ Hautfreundliches und pflegeleichtes Material (90 % Polyamid, 10 % Elasthan)
- ▶ Bequem und hygienisch, da waschbar bis 60° C

VetMedCare Safety Tubes – unisex		
Art. Nr.	Beschreibung	Grösse
VMC21011	Safety Tube	S (3,5 cm)
VMC21012	Safety Tube	M (5 cm)
VMC21013	Safety Tube	L (8 cm)
VMC21014	Safety Tube	konisch (oben 13,5 cm, unten 4 cm)
VMC21010	Safety Tube	4er Set, S + M + L + konisch



VMC21013

VETMEDCARE SAFETY PANTS – UNISEX

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.ch

Passender Protektor für verschiedenste Verletzungen am Analbereich des Hundes (z. B. Anldrüseninfektion etc.)

- ▶ Hautfreundliches und pflegeleichtes Material (90 % Polyamid, 10 % Elasthan)
- ▶ Ideal auch bei Kastration
- ▶ In Verbindung mit einer handelsüblichen Einlage auch verwendbar bei Läufigkeit oder Inkontinenz
- ▶ Kann auch in Kombination mit dem Dog & Cat Body angewandt werden
- ▶ Mit Kordel um am Brustgeschirr zu befestigen
- ▶ Bequem und hygienisch, da waschbar bis 60 °C

NEU

VetMedCare Safety Pants – unisex		
Art. Nr.	Beschreibung	Grösse
VMC13011	Safety Pants	XS / S
VMC13012	Safety Pants	S plus
VMC13013	Safety Pants	M / L
VMC13015	Safety Pants	XL / XXL

Grössentabelle Safety Pants – unisex	
Grösse	Rasse (exemplarisch)
XS / S	Chihuahua, Papillon, kleiner Yorkshire Terrier, Lhasa Apso, Cavalier King Charles, Zwergdackel
S plus	Französische Bulldogge, Mops, Malteser, Jack Russel, Japanischer Spitz
M / L	Schnauzer, Border Collie, Cocker Spaniel, Labrador, Golden Retriever, Amerikanische Bulldogge
XL / XXL	Rottweiler, Berner Sennenhund, Bernhardiner, Mastiff, Neufundländer



VMC13013

VETMEDCARE DRUCKKNÖPFE

Druckknöpfe zur Fixierung eines Safety Tubes (Beinling) am Dog Body oder Cat Body.

- ▶ Farbe: Schwarz

VetMedCare Druckknöpfe		
Art. Nr.	Beschreibung	Grösse
VMC41095	Druckknöpfe, 5 Stk.	21 mm
VMC41096	Druckknöpfe, 6 Stk.	11 mm



VMC41095

PATIENTENUNTERLAGE

- ▶ Weiche Oberseite aus Vliesstoff
- ▶ Material Unterseite: Polyethylen
- ▶ Sehr saugfähig (Saugleistung 2'000 ml)
- ▶ Packung mit 30 Stück
- ▶ Abmessungen (in cm): L 90 x B 60

050070



EICKSORBER NARKOSEGASFILTER

- ▶ Aktivkohlefilter zur Absorption organischer Narkosegase
- ▶ Zum Anschluss an das Überdruckventil
- ▶ Verhindert, dass Narkosegas in die Raumluft gelangt
- ▶ Behälter vor der Narkose wiegen, Filter nach Überschreitung von 1'000 g tauschen

21348801

6 Stück

21348806



ATEMKALK

Atemkalk dient zur CO₂ Absorption aus dem Kreisteil. Dies ist im Kreissystem zwingend notwendig, um eine Rückatmung des in der Atemluft befindlichen CO₂ zu verhindern.

- ▶ Mit Farbumschlag
- ▶ Extrem effizient
- ▶ Beste Qualität mit geringem Staubanteil
- ▶ Inhalt: 5 l

215206



PATIENTENSCHLAUCH

- ▶ Mit Y-Stück
- ▶ Transparent
- ▶ Innen glatt
- ▶ Ø 22 mm
- ▶ Länge: 1,2 m

212718



T-STÜCK OFFENES BEATMUNGSSYSTEM

- ▶ Für Patienten unter 7 kg Körpergewicht
- ▶ Patientenschlauch mit 1,8 m Länge
- ▶ 0,5 l Atembeutel
- ▶ APL Überdruckventil

21309514





EICKTUBE TRACHEALTUBEN AUS GLASKLAREM KUNSTSTOFF

**ONLINE
BESTELLEN**
www.eickemeyer.ch

- ▶ Ventil für Luer- und Luer-Lock-Ansatz
- ▶ Abgeflachte, atraumatische Spitze
- ▶ Mit Norm-Konnektor zum Anschluss an das Y-Stück
- ▶ Zum Einmalgebrauch

EickTube Trachealtuben Set			
Art. Nr.	Beschreibung		
215800	Set mit allen 23 Trachealtuben bis ID 10,0		
Einzel			
Art. Nr.	Beschreibung	Ø innen mm	Ø aussen mm
215920	Ohne Kontrollballon	2,0	2,9
215820	Mit Kontrollballon (Ø 9 mm)	2,0	2,9
215925	Ohne Kontrollballon	2,5	3,5
215825	Mit Kontrollballon (Ø 9 mm)	2,5	3,5
215930	Ohne Kontrollballon	3,0	4,2
215830	Mit Kontrollballon (Ø 9 mm)	3,0	4,2
215935	Ohne Kontrollballon	3,5	4,9
215835	Mit Kontrollballon (Ø 11 mm)	3,5	4,9
215940	Ohne Kontrollballon	4,0	5,5
215840	Mit Kontrollballon (Ø 13 mm)	4,0	5,5
215945	Ohne Kontrollballon	4,5	6,2
215845	Mit Kontrollballon (Ø 13 mm)	4,5	6,2
215850	Mit Kontrollballon (Ø 13 mm)	5,0	6,9
215855	Mit Kontrollballon (Ø 18 mm)	5,5	7,5
215860	Mit Kontrollballon (Ø 22 mm)	6,0	8,2
215865	Mit Kontrollballon (Ø 22 mm)	6,5	8,7
215870	Mit Kontrollballon (Ø 25 mm)	7,0	9,3
215875	Mit Kontrollballon (Ø 25 mm)	7,5	10,0
215880	Mit Kontrollballon (Ø 27 mm)	8,0	10,7
215885	Mit Kontrollballon (Ø 27 mm)	8,5	11,3
215890	Mit Kontrollballon (Ø 29 mm)	9,0	12,0
215895	Mit Kontrollballon (Ø 29 mm)	9,5	12,7
215910	Mit Kontrollballon (Ø 29 mm)	10,0	13,3
215911	Mit Kontrollballon (Ø 35 mm)	11,0	14,7
215912	Mit Kontrollballon (Ø 52 mm)	12,0	16,0
215913	Mit Kontrollballon (Ø 52 mm)	13,0	17,3



MADGIC™ LARYNGO-TRACHEAL ATOMIZER

Formstabiles Hilfsmittel zur Applikation von Lokalanästhetika.

- ▶ Gezielte Applikation auf Nasopharynx-, Oropharynx- und Hypopharynx-Schleimhaut
- ▶ Nicht vorgefüllt, Medikament/Dosis kann frei gewählt werden
- ▶ Passend auf alle Luer-Lock Spritzen

Einzel
05040001

Packung mit 25 Stück
050400



EICKFIL NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN UND SPEZIALFÄDEN OHNE NADEL

Rundnadel

- ▶ Resorbierbares Nahtmaterial
- ▶ Material: 100 % Polyglykolsäure – multifil/geflochten und beschichtet
- ▶ Farbe: Violett
- ▶ Umhüllung: Calciumstearat & Polycaprolacton
- ▶ Sterilisation: Ethylenoxid
- ▶ Haltbarkeit: 5 Jahre
- ▶ Resorption durch Hydrolyse, innerhalb von 60–90 Tagen
- ▶ Minimale Gewebereaktion
- ▶ Spezialbeschichtung für hohe Geschmeidigkeit
- ▶ Ausgezeichneter Knotenlauf und problemloser gewebe-schonender Abbau
- ▶ Länge: 70 cm
- ▶ Packung mit 12 Stück

Art. Nr.	mm	USP	Metric
050607	26	3/0	2
050615	30	3/0	2
050608	26	2/0	3
050616	30	2/0	3
050617	30	0	3,5
050618	30	1	4

Dreikantnadel

- ▶ Resorbierbares Nahtmaterial
- ▶ Material: 100 % Polyglykolsäure – multifil/geflochten und beschichtet
- ▶ Farbe: Violett
- ▶ Umhüllung: Calciumstearat & Polycaprolacton
- ▶ Sterilisation: Ethylenoxid
- ▶ Haltbarkeit: 5 Jahre
- ▶ Resorption durch Hydrolyse, innerhalb von 60–90 Tagen
- ▶ Minimale Gewebereaktion
- ▶ Spezialbeschichtung für hohe Geschmeidigkeit
- ▶ Ausgezeichneter Knotenlauf und problemloser gewebe-schonender Abbau
- ▶ Länge: 70 cm
- ▶ Packung mit 12 Stück

Art. Nr.	mm	USP	Metric
050650	19	5/0	1
050651	19	4/0	1,5
050658	24	4/0	1,5
050652	19	3/0	2
050659	24	3/0	2
050665	30	3/0	2
050653	19	2/0	3
050660	24	2/0	3
050666	30	2/0	3
050661	24	0	3,5
050667	30	0	3,5
050668	30	1	4

Spezialfäden ohne Nadel

- ▶ Resorbierbares Nahtmaterial
- ▶ Material: 100 % Polyglykolsäure – multifil/geflochten und beschichtet
- ▶ Farbe: Violett
- ▶ Umhüllung: Calciumstearat & Polycaprolacton
- ▶ Sterilisation: Ethylenoxid
- ▶ Haltbarkeit: 5 Jahre
- ▶ Resorption durch Hydrolyse, innerhalb von 60–90 Tagen
- ▶ Minimale Gewebereaktion
- ▶ Spezialbeschichtung für hohe Geschmeidigkeit
- ▶ Ausgezeichneter Knotenlauf und problemloser gewebe-schonender Abbau
- ▶ Länge: 2,5 m
- ▶ Packung mit 12 Stück

Art. Nr.	Metric	USP
051072	2	3/0
051073	3	2/0
051074	3/4	0
051075	4	1
051076	5	2



051075

EickSkin Hautklammergerät

Das EickSkin Einmal-Hautklammergerät dient zum Verschluss von Operationswunden. Durch seine hohe Anwendungssicherheit ermöglicht es das schnelle Anlegen von Klammernähten während der Operation. Diese Klammernähte zeichnen sich u. a. durch eine nur minimale histologische Reaktion, einen guten Wundverschluss, eine optimale Wundheilung, geringe Narbenbildung und eine schmerzfreie Entfernung aus. Das Hautklammergerät ermöglicht nicht nur ein effizienteres Arbeiten, sondern verhindert auch wirksam das Auftreten von Kreuzinfektionen.

- ▶ Komplett mit 35 Klammern (7 mm)
- ▶ Einzel steril verpackt
- ▶ Packung mit 10 Stück

157312

Hautklammerentferner

- ▶ Aus rostfreiem Stahl
- ▶ Leichtes Entfernen der Wundklammern
- ▶ Steril verpackt

157309



157312

EICKEMEYER® SKALPELLKLINGEN

- ▶ Passend auf Skalpellgriffe STANDARD Nr. 3 (Fig. 10–15) und Nr. 4 (Fig. 18–23)
- ▶ Beste Schnittqualität durch Präzisionsschliff
- ▶ Mehr Sicherheit durch exakten Schnitt
- ▶ Grosse Auswahl an Klingen
- ▶ Einzel steril verpackt
- ▶ Vorratspackung mit 100 Stück

Fig. 10
98100710

Fig. 18
98100718

Fig. 22
98100722

Fig. 11
98100711

Fig. 20
98100720

Fig. 23
98100723

Fig. 15
98100715

Fig. 21
98100721



98100710



98100721

EICKEMEYER® EINMALHAUTSTANZEN

- ▶ Zur Entnahme von Haut- und Gewebeproben
- ▶ Einzel steril verpackt

Einzeln
Ø 2 mm
17920201

Packung mit 25 Stück
Ø 2 mm
179202

Ø 4 mm
17920401

Ø 4 mm
179204

Ø 6 mm
17920601

Ø 6 mm
179206

Ø 8 mm
17920801

Ø 8 mm
179208



179204

EICKFIL OPHTHALMOLOGISCHES NAHTMATERIAL

PGA

- ▶ Typ: Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
- ▶ Zusammensetzung: Polyglykolsäure
- ▶ Farbe: Violett/Beige – ungefärbt
- ▶ Gewebereaktion: Minimal
- ▶ Resorption: Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 60 bis 90 Tagen. Etwa 50 % der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 21 Tagen.
- ▶ Packung mit 12 Stück

Eigenschaften:

- ▶ Hohe Reissfestigkeit
- ▶ Synthetisch
- ▶ Resorption durch Hydrolyse
- ▶ Geflochtener Fadenaufbau
- ▶ Beschichtetes Multifilament
- ▶ Luftdichte Verpackung

- ▶ USP 9/0, EP 0,3
- ▶ 3/8 Kreis, DSP 6,4 mm, 200 µm
- ▶ Spatulanadel
- ▶ Farbe: violett
- ▶ Länge: 30 cm

050889

- ▶ USP 3/0, EP 2
- ▶ 3/8 Kreis, DS 24 mm
- ▶ Aussen schneidende Nadel
- ▶ Farbe: ungefärbt
- ▶ Länge: 75 cm

050892

- ▶ USP 9/0, EP 0,3
- ▶ 3/8 Kreis, 2 x DSP 6,4 mm, 200 µm
- ▶ Doppelte Spatulanadel
- ▶ Farbe: violett
- ▶ Länge: 30 cm

050895

- ▶ USP 6/0, EP 0,7
- ▶ 1/4 Kreis, 2 x VSP 8 mm, 300 µm
- ▶ Doppelte Spatulanadel
- ▶ Farbe: violett
- ▶ Länge: 45 cm

050898

- ▶ USP 6/0, EP 0,7
- ▶ 3/8 Kreis, DS 12 mm
- ▶ Aussen schneidende Nadel
- ▶ Farbe: violett
- ▶ Länge: 45 cm

050890

- ▶ USP 6/0, EP 0,7
- ▶ 1/2 Kreis, HR 17 mm
- ▶ Rundkörperringel
- ▶ Farbe: violett
- ▶ Länge: 75 cm

050893

- ▶ USP 8/0, EP 0,4
- ▶ 3/8 Kreis, 2 x DSP 6 mm, 200 µm
- ▶ Doppelte Spatulanadel
- ▶ Farbe: violett
- ▶ Länge: 45 cm

050896

- ▶ USP 3/0, EP 2
- ▶ 3/8 Kreis, DS 19 mm, easy pass
- ▶ Aussen schneidende Nadel
- ▶ Farbe: ungefärbt
- ▶ Länge: 50 cm

050891

- ▶ USP 10/0, EP 0,2
- ▶ 3/8 Kreis, 2 x DSP 6,2 mm, 150 µm
- ▶ Doppelte Spatulanadel
- ▶ Farbe: violett
- ▶ Länge: 30 cm

050894

- ▶ USP 7/0, EP 0,5
- ▶ 3/8 Kreis, 2 x DSP 8 mm, 200 µm
- ▶ Doppelte Spatulanadel
- ▶ Farbe: violett
- ▶ Länge: 45 cm

050897



Spatulanadel
3/8 Kreis

Aussen schneidende Nadel
3/8 Kreis

Rundkörperringel
1/2 Kreis

Doppelte Spatulanadel
3/8 Kreis

Doppelte Spatulanadel
1/4 Kreis

Nylon

- ▶ Typ: Monofilament
- ▶ Zusammensetzung: Extrusion aus Polyamid 6.0 oder 6.6
- ▶ Beschichtung: Keine
- ▶ Farbe: Schwarz
- ▶ Gewebereaktion: Minimal
- ▶ Resorption: Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt. Die Substanz des Fadens verringert sich durch Hydrolyse um ungefähr 10 % pro Jahr.
- ▶ Packung mit 12 Stück

Eigenschaften:

- ▶ Hohe Reissfestigkeit, nicht resorbierbar
- ▶ Synthetisch
- ▶ Monofilament mit mikroskopisch gleichmässigem Durchmesser
- ▶ Biegsamkeit und Geschmeidigkeit
- ▶ Luftdichte Verpackung

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ▶ USP 10/0, EP 0,2 | ▶ USP 9/0, EP 0,3 |
| ▶ 3/8 Kreis, 2 x DSP 6,4 mm, 220 µm | ▶ 3/8 Kreis, 2 x DSP 6,2 mm, 150 µm |
| ▶ Doppelte Spatulanadel | ▶ Doppelte Spatulanadel |
| ▶ Farbe: schwarz | ▶ Farbe: schwarz |
| ▶ Länge: 45 cm | ▶ Länge: 45 cm |

050899

050900

Silk

- ▶ Typ: Geflochtenes Multifilament
- ▶ Zusammensetzung: Geflochtene Fasern aus dem Kokon der Seidenraupe
- ▶ Beschichtung: Silikon
- ▶ Farbe: Schwarz
- ▶ Gewebereaktion: Mässig
- ▶ Resorption: Der Seidenfaden verursacht eine anfängliche Entzündungsreaktion im Gewebe, gefolgt von einer allmählichen Verkapselung in fibrösem Bindegewebe.
- ▶ Packung mit 12 Stück

Eigenschaften:

- ▶ Hohe Reissfestigkeit, nicht resorbierbar
- ▶ Geflochtener oder gedrehter Fadenaufbau
- ▶ Beschichtetes Multifilament
- ▶ Luftdichte Verpackung

- ▶ USP 4/0, EP 1,5
- ▶ 3/8 Kreis, DS 19 mm
- ▶ Aussen schneidende Nadel
- ▶ Farbe: schwarz
- ▶ Länge: 45 cm

050901



050901

BAUSCH & LOMB PUREVISION® 2 VERBANDSKONTAKTLINSEN

Verbandskontaktlinsen wirken als Schutzschild auf der Hornhaut. Sie beschleunigen die Heilung der Hornhaut und verbessern das Wohlbefinden des Patienten, indem sie den Kontakt zwischen der beschädigten Hornhaut und des Augenlids verhindern.

- ▶ High Definition Optik sorgt für gestochen scharfes Sehen
- ▶ Exzellente Stabilisierung
- ▶ Tragekomfort für bis zu 30 Tage und Nächte
- ▶ Sehr hohe Sauerstoffdurchlässigkeit für klare, gesunde Augen
- ▶ Verpackung: 6 Linsen pro Box

173540




SCHIRMER TRÄNENTEST

Ophthalmologische Teststreifen zur Messung der basalen und reflektorischen Tränenproduktion.

- ▶ Mit Blaumarkierung zum einfacheren Ablesen der Werte
- ▶ Physiologischer Bereich bei Hunden: 15–25 mm
- ▶ Einzeln steril verpackt
- ▶ Packung mit 100 Stück

173592



MINIKAUTER

- ▶ Präzise Kauterisation dank der sehr feinen Spitze (28 mm)
- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Temperatur: 600 °C
- ▶ Zum Einmalgebrauch
- ▶ Einzeln steril verpackt

173430



AUGENTUPFER

- ▶ Aus besonders saugfähigem Cellulosematerial
- ▶ Dehnt sich weich und elastisch aus
- ▶ Die Absorptionskapazität entspricht ungefähr dem 17-fachen Eigengewicht
- ▶ Länge: 70 mm

Keilform


- ▶ Packung mit 200 Stück (jeweils 10 Stück steril verpackt)

166520

Rund

- ▶ Beidseitig angespitzt
- ▶ Packung mit 500 Stück

166530



166520

166530

KUNSTSTOFF-POLIERAUFSATZ

Optimale Politur durch oszillierende Bewegung. Dadurch wird auch die Entwicklung von zu grosser Hitze am Zahn und das Verformen von Tasthaaren verhindert.

- ▶ Mit Polierkelch aus Gummi
- ▶ Für gerades Handstück
- ▶ Max. Drehzahl 3'000 U/min
- ▶ Zum Einmalgebrauch
- ▶ Packung mit 100 Stück

174066



POLIERKELCHE

- ▶ Mit Winkelstückansatz
- ▶ Packung mit 5 Stück

176787



ONLINE
BESTELLEN

www.eickemeyer.ch

EICKEMEYER® POLIERPASTE

- ▶ Zum Polieren der Zähne nach der Zahnsteinentfernung
- ▶ Mittlere Körnung
- ▶ Geschmack: Pfefferminze
- ▶ Inhalt: 200 g

176782



DRUCKLUFTSPRAY

- ▶ Zum Ausblasen von Handstücken und Turbinen
- ▶ Ohne FCKW
- ▶ Inklusive Sprühkopf
- ▶ Inhalt: 400 ml

174880



PFLEGESPRAY

- ▶ Zur Pflege von Hand- und Winkelstücken
- ▶ Ohne Schraubadapter
- ▶ Inhalt: 500 ml

174010



SCHRAUBADAPTER UND SPRÜHDÜSE

Schraubadapter

- ▶ Für Hand- und Winkelstücke

17401150

Sprühdüse E-Type

- ▶ Für Low Speed Handstücke

17401155



17401150



17401155

EICKCOLL HALSKRAGEN

Der EickColl Halskragen verhindert ein Lecken oder Aufbeissen von Wunden.

- ▶ Leicht anzulegen und abzunehmen
- ▶ Material: Kunststoff, transparent
- ▶ Material bruchfest bis -25 °C
- ▶ Erhältlich in 7 verschiedenen Grössen
- ▶ Packung mit 10 Stück

Länge: 7,5 cm

220020

Länge: 15 cm

220023

Länge: 30 cm

220026

Länge: 10 cm

220021

Länge: 20 cm

220024

Länge: 12 cm

220022

Länge: 25 cm

220025



220025

ZECKENZANGE AUS KUNSTSTOFF

- ▶ Schnelle und sichere Entfernung von Zecken
- ▶ Eignet sich gut zum Verkauf in der Praxis
- ▶ Leicht und robust
- ▶ Länge: 70 mm

907321



TABLETTENEINGEBER

- ▶ Für Katzen und Hunde
- ▶ Packung mit 12 Stück

951802



EICKEMEYER® ULTRASCHALLGEL

Das EICKEMEYER® Ultraschallgel ist ein bewährtes Kontaktmittel für die Ultraschalldiagnostik und -therapie.

- ▶ Absolut blasenfrei und akustisch präzise
- ▶ Haut- und schleimhautneutral
- ▶ Frei von Formaldehyd, Parfümierungszusätzen, Farbstoffen und UV-Stabilisatoren, daher minimale allergene Potenz
- ▶ Nicht für ophthalmologische Untersuchungen geeignet
- ▶ Inhalt: 250 g

303936



EICKEMEYER® SCHERKOPFPFLEGESPRAY

- ▶ Zur Pflege der Scherköpfe, auch während des Scherens
- ▶ Verbessert die Schnitthaltigkeit
- ▶ Deutliche Erhöhung der Lebensdauer der Scherköpfe
- ▶ Entfernt Haare und Schmutz und wirkt gegen Pilze und Viren
- ▶ Inhalt: 400 ml

Einzeln

902513

Packung mit 6 Stück

902516



STERILISATIONS-KOMBIFOLIE OHNE FALTE

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.ch

- ▶ Reissfest
- ▶ Keimdicht
- ▶ Auf einer Seite transparent
- ▶ Heissriegelfähig
- ▶ Mit Indikator
- ▶ Rolle mit 200 m Länge

Breite: 50 mm

502005

Breite: 150 mm

502015

Breite: 75 mm

502007

Breite: 200 mm

502020

Breite: 100 mm

502010

Breite: 250 mm

502025



502015

STERILISIERBEUTEL

- ▶ Selbstklebend
- ▶ Packung mit 200 Stück

Abmessungen (in mm):

L 260 x B 90

502209

Abmessungen (in mm):

L 250 x B 135

502213



502209

INSTRUMENTEN-ÖLSPRAY

- ▶ Mit Schmier- und Korrosionsschutz
- ▶ Zur Instrumentenpflege vor der Sterilisation
- ▶ Inhalt: 500 ml

563707



CALM CARRIER

Die innovative Transportbox für Katzen – ideal für Tierarztbesuche

Der Calm Carrier ist eine neu entwickelte Transportbox für Katzen, die das Ein- und Ausladen der Patienten deutlich erleichtert. Die patentierte Schiebeschublade vermeidet die oft gefürchtete Zwangssituation und verringert somit den mit dem Transport verbundenen Stress sowohl für die Patienten als auch für deren Besitzer.

- ▶ Aus geruchs- und schmutzabweisendem Kunststoff
- ▶ Pflegeleichtes, hochglanzpoliertes Finish
- ▶ Stabile Verarbeitung mit robuster Drahttür
- ▶ Optimale Belüftung
- ▶ Für Kleintiere bis 9 kg Körpergewicht
- ▶ Einfache Selbstmontage ohne Werkzeug
- ▶ Abmessungen (in cm): L 51 x B 36 x H 33
- ▶ Gewicht: 2,5 kg
- ▶ Packung mit 3 Stück

643000



BESTELLFAX
071 788 23 14

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Name _____

Praxisname _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Datum _____

Unterschrift _____

JA, ICH BESTELLE ZU IHREN LIEFERBEDINGUNGEN.

Anzahl	Art. Nr.	Artikel	Preis